



AGL1 Chemically Competent Cell 产品说明书

产品规格 (CAT#: YC304)

AGL1 :	100 μ l/支
pCAMBIA2301M (control vector , 10ng/ μ l) :	5 μ l
保存条件(保质期) :	-80 $^{\circ}$ C (12 个月)

产品介绍

AGL1 菌株为 C58, RecA 型背景, 核基因中含有筛选标签——利福平抗性基因 rif 和羧苄青霉素抗性基因 carb, 为了便于转化操作, 此菌株携带一无自身转运功能的琥珀碱型 Ti 质粒 pTiBo542DT-DNA, 此质粒含有 vir 基因(vir 基因是 T-DNA 插入植物基因组必需的元件, pTiBo542DT-DNA 质粒自身的 T-DNA 转移功能被破坏, 但可以帮助转入的双元载体 T-DNA 顺利转移)。AGL1 菌株适用于水稻、拟南芥、杨树等植物的转基因操作。本公司生产的 AGL1 化学转化感受态细胞经特殊工艺制作 pCAMBIA2301M 质粒检测转化效率 $>10^3$ cfu/ μ g DNA。

基因型 : C58 RecA (rif^R/carb^R) Ti pTiBo542DT-DNA Succinamopine

操作方法

1. 取-80 $^{\circ}$ C保存的农杆菌感受态于室温或手心片刻待其部分融化, 处于冰水混合状态时插入冰中。
2. 每 100 μ l 感受态加入 1 -5 μ g 质粒 DNA, 用手拨打管底混匀, 依次于冰上静置 5 分钟、液氮 5 分钟、37 $^{\circ}$ C水浴 5 分钟、冰浴 5 分钟。
3. 加入 700 μ l 无抗生素的 LB 或 YEB 液体培养基, 于 28 $^{\circ}$ C振荡培养 2~3 小时。
4. 5000 rpm 离心一分钟收菌, 留取 100 μ l 左右上清轻轻吹打重悬菌块涂布于含相应抗生素的 LB 或 YEB 平板上, 倒置放于 28 $^{\circ}$ C培养箱培养 2-3 天

注意事项

1. 加入质粒时体积不应大于感受态体积的 1/10, 混入质粒时应轻柔操作。
2. 感受态细胞应保存在-80 $^{\circ}$ C, 应避免反复冻融, 以免降低感受态细胞的转化效率。
3. 为了避免假阳性出现, 建议同时使用 50 μ g/ml Rif 与 50 μ g/ml Kan 进行抗性筛选; 若载体为其他抗性时更换 Kan 为相应抗生素即可, 本公司长期实验经验表明, 50 μ g/ml Rif 能抑制所有大肠杆菌及一定程度上抑制其他杂菌, 如霉菌, 真菌等,
4. 经验显示: 农杆菌转化效率本身比较低, 加入 1 μ g 质粒, 离心全涂约有 1000 个克隆, 为了转化成功, 建议每次加入最大体积转化感受态。即 10 μ l 质粒转化 100 μ l 感受态细胞。
5. 不适用于 Amp 抗性质粒。